

## نحوه انجام کشت خون B.C

- ❖ محل خونگیری را ابتدا با الکل و سپس با بتادین ضد عفونی نموده و پس از خشک شدن بتادین مجدداً توسط الکل محل را پاک نمایید.
- ❖ بهتر است کشت خون در زمان اوج تب بیمار انجام شود .
- ❖ در کشت خونهای سه نوبتی ، نمونه اول کشت خون بعنوان زمان صفر در نظر گرفته شده و نمونه دوم به فاصله یکساعت و نمونه سوم ۳ تا ۶ ساعت بعد از نمونه اول گرفته شود .
- ❖ مقدار خون مورد نیاز برای کشت خون ۳ تا ۵ سی سی میباشد .
- ❖ در حین تزریق خون به داخل محیط ، شیشه را تکان دهید تا از لخته شدن خون جلوگیری شود .
- ❖ در کشت خونهای سه نوبتی باید از سه موضع مختلف نمونه گیری نمود .

با تشکر

واحد آزمایشگاه